




## SCHICK PRESENTE LA CDR PANX



### LA PANORAMIQUE NUMERIQUE CONÇUE POUR UN POSITIONNEMENT PATIENT OPTIMAL ET UNE QUALITE D'IMAGE ELEVEE

Schick Technologies repense l'imagerie panoramique en 2 termes : simple et abordable  
**UN** — CDRPanX comporte une technologie numérique approuvée, au service d'images radiologiquement précises.

**DEUX** — CDRPanX vous permet un diagnostic immédiat pour un plan de traitement optimisé et une réponse à la gestion de vos urgences

**TROIS** — CDRPanX est le parfait complément du cabinet qui utilise les capteurs intra-oraux, incluant les capteurs CDR et CDRWireless

**QUATRE** — Huit modes de programmation et trois lasers d'alignement pour une exposition optimale

**CINQ** — Le système peut accueillir les patients quelle que soit leur taille ainsi que les personnes en fauteuil roulant


**Imagerie panoramique - rapide, facile, claire, précise.**



**L'IMAGERIE PANORAMIQUE SCHICK,  
LE MOYEN LE PLUS SIMPLE DE PASSER AU NUMERIQUE**



- Images en temps réel sur votre écran
- Élimine films et cassettes
- Pas de développement, ni chambre noire, ni produits
- Augmente votre rentabilité
- Des plans de traitements plus souvent acceptés
- Augmente la sécurité et le confort



**CARACTERISTIQUES CDRPAN X :**

- Générateur : Multi fréquence DC
- Tube RX : OCX105
- Taille du point focal : 0.5 IEC 336
- Filtration minimum : 2.5 mm Al
- Tension à l'anode : 60-86kV (pas de 2 kV)
- Courant à l'anode : 4, 5, 6.3, 8, et 10 mA
- Temps d'exposition : 19s – pano adulte
- Alimentation : 230V, 50/60Hz
- Fusible : T8A
- Classification électrique : Class 1, type B
- Poids: 215 kg
- Modes (temps d'expos.) : adulte (19s), enfant (15s), côté gauche (10s), côté droit (10s), secteur antérieur (8s), ATM bouche ouverte, fermée (4x4s), sinus (8s)

**SCHICK FAIT DE LA RADIO NUMERIQUE  
SANS SOUCI, UNE REALITE**

Chaque système Schick est produit et contrôlé par des ingénieurs qualifiés

Le distributeur Schick de votre région vous forme à la demande



[www.schicktech.fr](http://www.schicktech.fr)

**Cachet distributeur :**



SCHICK FRANCE - 3 bis allée de la Clairière 93600 Aulnay sous Bois  
Tél : 01.48.68.24.11 Fax : 01.48.68.20.07



CDR PAN X