




SCHICK PRESENTE L' USB CAM 2

LA NOUVELLE GENERATION DE CAMERA INTRA-ORALE CHEZ SCHICK TECHNOLOGIES



Un excellent outil de communication qui vous permet d'améliorer le dialogue et la compréhension du patient

Légère, portable et facilement échangeable entre opérateurs

Des clichés du plus près de la dent au sourire sans réglage manuel grâce à l'autofocus

Des images claires aux couleurs fidèles grâce aux 8 LEDs de haute qualité

Une sensibilité accrue ainsi qu'un dispositif électronique « anti-bruit » qui contribuent à une meilleure qualité d'image

Le bouton de capture est situé au dessus de la caméra, derrière les LEDs, pour une facilité d'usage

Se connecte sur tout ordinateur disposant de l'USB 2

De multiples possibilités permettent une adaptation au cabinet

USBCAM2





Support qui permet l'extinction automatique de la caméra



Portable, légère, la caméra peut passer d'une personne à l'autre



Connexion USB standard qui permet une compatibilité universelle

CONFIGURATION REQUISE

- Pentium IV ou supérieur
- 512 MB RAM
- Port USB 2.0
- 8 MB Mémoire Video
- Windows 2000®, XP®, VISTA®

Cachet distributeur :

Des clichés du plus près de la dent au sourire sans réglage manuel grâce à l'autofocus

Intégrée dans le logiciel d'imagerie CDR

La légèreté de la caméra élimine la fatigue de l'opérateur

Bouton situé au dessus



8 LEDs pour une lumière optimale

Gel d'image en un clic.

Câble USB standard. Pas de carte d'acquisition.

USBCAM2

CARACTERISTIQUES PRODUIT :

- Capteur : CCD
- Sortie Video : USB 2.0
- Plage focus : 5-45 mm
- Type : Fixe
- Alimentation externe : aucune
- Longueur du câble : 5 m
- Poids de la pièce à main : 45 g
- Fonction spéciale : bouton de gel d'image
- Support qui permet l'extinction automatique de la caméra

schick
 The future is here
www.schicktech.fr